

# 米 国 発

NMR試料管の歴史に  
新しい価値観が  
書き込まれました

400Mの試料管が、100M用の価格で  
100Mの試料管が、400M用の高性能に

- ★ 400MHz以下のどのメーカーのNMRにも対応
- ★ Pyrexガラスと同程度の耐熱性能
- ★ 0.38mmの超肉薄の管壁
- ★ 5mm±0.01mmの正確な外径
- ★ 反り: ±0.070mm、真円度0.020mmの精密製造
- ★ 1本当たり370円で、ルーチンワークや学生実習にも採用できる経済性を実現

製品名	Plex NMR-7B	Plex NMR-7P	Plex NMR-8B	Plex NMR-8P
外径	5 mm			
長さ	178 mm		203 mm	
梱包	5本箱入り	25本袋入り	5本箱入り	25本袋入り
50本入り	¥20,000		¥22,000	
100本入り	¥37,000		¥40,000	



# ライカートAR200 ハンディ屈折計

新開発のサファイア・プリズム採用で  
正確な測定と堅牢性の両方を実現しました。



- ★ 固体濃度やBrix値などあらゆる屈折計アプリケーションに対応
- ★ デジタル表示、全自動温度補正・測定
- ★ 安心の耐薬品性カバー
- ★ 測定範囲: 1.3300~1.5600nD、Brix0~95%  
測定精度:  $\pm 0.0001$ nD、Brix $\pm 0.1\%$



品名	ライカートAR200 ハンディ屈折計
製品番号	PB13950000
定価	¥210,000
測定範囲	1.3300~1.5600nD、Brix0~95%
測定精度	$\pm 0.0001$ nD、Brix $\pm 0.1\%$
使用温度範囲	-12~43°C
電源	単3電池(付属)
サイズ	95 × 34 × 177 mm
重量	410 g

## Plexera社とは

**Leroy Hood**によって創設されたシステム・バイオロジー研究所 (ISB)の技術を実用化するために設立されたベンチャー企業です。Dr. Hood はDNAシーケンサーを発明した分子生物学の第一人者。2012年のthe National Medal of Scienceを受賞 (ホワイトハウスでの授賞式の写真)

## プレクセラ・バイオサイエンス株式会社

〒168-0073

東京都杉並区下高井戸2丁目7番11号

Tel 03-5376-8541 Fax 03-5376-8541

<http://www.plexera.co.jp>

E-mail : [yoji.hts@plexera.co.jp](mailto:yoji.hts@plexera.co.jp) 携帯 : 080-2336-0027

